

# جهاز NRT لتحليل الذهب



حتى 30  
عنصرًا



دقة  
 $\pm 0.03\%$



زمن الاختبار  
60 ثانية



تنبيهات  
الطلاء و  
Rh/W



الدعم الفني

## أهم خصائص المنتج

- تحليل عالي الدقة للمعادن الثمينة
- قياس ما يصل إلى 30 عنصرًا في الوقت نفسه
- نطاق تحليل واسع من 0.010% إلى 99.999%
- نتائج سريعة وموثوقة خلال 60 ثانية
- قياس موضعي باستخدام كوليماتور بقطر 1.2 مم
- تنبيه عند اكتشاف الطلاء
- تحذير عند اكتشاف الروديوم والتنفستن
- إمكانية الاختبار المتواصل متعدد النقاط
- إمكانية ربط ميزان اختياري لحساب الوزن والقيمة
- نظام تشغيل Windows 10 Pro

# أجهزة NRT لتحليل الذهب

## المواصفات الفنية

من S (رقم 16) إلى U (رقم 92)	نطاق تحليل العناصر
حتى 30 عنصرًا في الوقت نفسه	عدد العناصر في كل قياس
من 0.010% إلى 99.999%	نطاق تحليل المعادن الثمينة
±0.03% بناءً على مرجع ذهب 9999	الدقة
AMPTEK، Si-PIN، الولايات المتحدة	الكاشف
145 ± 5 eV	دقة الطاقة
قياس نقطي بقطر 1.2 Ø مم	الكوليماتور / نقطة القياس
زاوية قياس 90°	هندسة الأشعة السينية
البيربليوم	مادة نافذة الأنبوب
60 ثانية	زمن الاختبار النموذجي
قياسات نقطية متتالية على نفس القطعة	الاختبار المستمر متعدد النقاط
تنبيه اكتشاف الطلاء، وتحذير اكتشاف الروديوم/التنغستن	التنبيهات
معالج Intel Celeron ثنائي النواة، Windows 10 Pro	الكمبيوتر / نظام التشغيل